

## Scheda *DEEP BEAUTY*



### Caratteristiche elettriche:

- Uscite: 1 manipolo e 2 cavi patch;
- Ingressi digitali: tastiera pannello comandi, tastiera manipolo;
- Ingressi analogici: 3 commutatori velocità pompe;
- Tensione di uscita: compresa tra  $\pm 12$  V;
- Corrente di picco di uscita: minore di 3 mA (su 500 Ohm);
- Banda di emissione: compresa tra 0.3 ÷ 3000 Hz;
- Fusibile protezione: F 2A L, 250 V;
- Tipo di batteria utilizzata: al piombo sigillata ricaricabile 12 V – 9 Ah interna;
- Autonomia: 16 ore di trattamenti continuativi (in normali condizioni di utilizzo);
- Tempo di ricarica: 12 ore (da batteria completamente scarica);

**TALAMONTI GROUP SRL**

Via Buonarroti 16/B 63030 Acquaviva Picena (AP) ITALY

Tel. ++39 0735 595270 Fax ++39 0735 595266 e\_mail: info@talamontigroup.com

P. IVA e C.F. 01767250440 www.talamontigroup.com



## Caratteristiche dimensionali:

- Dimensioni: 109x41x43 cm (AxLxP );
- Peso: 24 kg.

## Condizioni di utilizzo del dispositivo

- Temperatura di esercizio: tra +10 °C e +40 °C;
- Umidità relativa dell'aria: tra 10% e 90%;
- Pressione ambientale: tra 700 e 1060 hPa;
- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari, prodotti chimici, gas e vibrazioni;
- Evitare che il dispositivo venga a contatto con l'acqua (non è stagno).

## Modalità di trasporto e Installazione

### Trasporto

In caso di necessità, il dispositivo deve viaggiare tassativamente all'interno del suo imballo originale. Il trasporto deve avvenire con la massima cura, evitando urti e vibrazioni di notevole intensità. L'imballo deve essere mantenuto sempre in posizione verticale, nel verso corretto, per scongiurare possibili guasti.

### Disimballaggio del dispositivo

Per disimballare il dispositivo, posizionarlo su una superficie piana e sicura. A questo punto adagiare con cautela il cartone su un piano orizzontale e aprire il fondo rimuovendo il nastro adesivo. Una volta aperti i lembi di cartone del fondo, ricollocare l'imballo in posizione verticale e sfilare l'involucro di cartone dal basso verso l'alto. Alla fine possono essere rimossi i blocchi di polistirolo di protezione e il dispositivo può essere posizionato per essere installato.

È necessario, prima di mettere in esercizio il dispositivo, effettuare il collaudo funzionale, l'installazione deve essere effettuata da personale autorizzato dalla Talamonti Group s.r.l.

## Manutenzione

L'apparato non ha bisogno di particolari interventi di manutenzione ordinaria, ma una regolare pulizia delle tuberie e delle parti applicate del dispositivo stesso.

Si consiglia di effettuare un controllo per verificare i parametri prestazionali e di sicurezza con cadenza annuale o a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria.

### TALAMONTI GROUP SRL

Via Buonarroti 16/B 63030 Acquaviva Picena (AP) ITALY  
Tel. ++39 0735 595270 Fax ++39 0735 595266 e\_mail: info@talamontigroup.com  
P. IVA e C.F. 01767250440 www.talamontigroup.com



## Precauzioni di utilizzo

Il Deep Beauty non deve essere utilizzato nelle seguenti condizioni:

- impianto elettrico non conforme alle norme CE applicabili;
- in presenza di gas infiammabili,
- in presenza di liquidi o umidità sull'apparecchiatura o nei suoi pressi;
- in presenza di sostanze chimiche (es. polveri, liquidi, gas), in particolare se con caratteristiche corrosive.
- in presenza di campi elettromagnetici di elevata intensità;
- in prossimità di apparecchiature ad alta frequenza;
- non sia stata effettuata una adeguata pulizia delle parti applicate;
- in presenza di manomissioni del dispositivo, della cavetteria o del manipolo;
- in presenza di anomalie di funzionamento o difettosità del dispositivo, della cavetteria o del manipolo.

## Controindicazioni

Il Deep Beauty non deve essere utilizzato nei seguenti casi:

- Persone che usano dispositivi elettronici impiantati (es. pace-maker);
- Persone portatrici di pompe per insulina;
- Persone con gravi disturbi cardiaci;
- Donne in stato di gravidanza;
- Portatori di placche stabili o protesi metalliche;
- Infezioni sistemiche;
- Persone soggette ad attacchi (es. epilessia);
- Cartilagine in accrescimento;
- Tromboflebiti in atto;
- Ipertensione grave;
- Persone con tumore o metastasi;
- Persone con febbre alta (es.  $>39^{\circ}\text{C}$ ).

**Deep beauty è un'apparecchiatura trasportabile dotata di sorgente elettrica interna, realizzata in conformità alle norme nazionali ed europee applicabili.**

**TALAMONTI GROUP SRL**

Via Buonarroti 16/B 63030 Acquaviva Picena (AP) ITALY

Tel. ++39 0735 595270 Fax ++39 0735 595266 e\_mail: info@talamontigroup.com

P. IVA e C.F. 01767250440 www.talamontigroup.com