



Flowave2

Scheda *FLOWAVE 2*



Il **Flowave 2** è un dispositivo per elettroterapia concepito per il trattamento di patologie di origine traumatica, edematosa e del sistema veno/linfatico quali:

EDEMI ORIGINATI DA DIVERSE CAUSE:

- Linfedema da mastectomia o quadrantectomia;
- Linfedema primario e secondario;
- Flebolinfedema;
- Lipedema, Lipolinfedema;
- Edema post-traumatico;
- Edema post-operatorio;
- Edema da insufficiente ritorno venoso (IVC);
- Edema da patologia degenerativa cronica (artrosi, artriti, dolori reumatici);

TALAMONTI GROUP SRL

Via Buonarroti 16/B 63030 Acquaviva Picena (AP) ITALY
Tel. ++39 0735 595270 Fax ++39 0735 595266 e_mail: info@talamontigroup.com
P. IVA e C.F. 01767250440 www.talamontigroup.com



Flowave2

ULCERE:

- Lesioni trofiche;
- Ulcere trofiche;
- Ulcera post traumatica;
- Piede diabetico;
- Piaghe da decubito.

PEFS:

- I° grado;
- II° grado ;
- III° grado ;
- IV° grado .

La terapia può essere eseguita sia con il manipolo che con patch elettroconduttive. Flowave 2 utilizza quattro mezzi fisici erogati contemporaneamente:

- **Biorisonanza**
- **Polarterapia**
- **Vacuum connettivale**
- **Veicolazione transdermica**

Inoltre dispone:

- **Controllo eco, Controllo impedenziometrico**

Utilizza:

- **Principi attivi naturali**

Caratteristiche tecniche

- | | |
|--|--|
| • Uscite: | 1 manipolo e 2 cavi patch; |
| • Ingressi digitali: | tastiera pannello comandi, tastiera manipolo; |
| • Ingressi analogici: | 3 commutatori velocità pompe; |
| • Forma d'onda all'uscita:
di sega; | onda quadra bifasica modulata con un segnale a dente |
| • Tensione di picco di uscita: | $\pm 10,8$ V; |
| • Corrente di picco di uscita: | 2,4 mA (su 500 Ohm); |
| • Frequenza portante: | 0.3 ÷ 6.2 Hz; |
| • Frequenza modulante: | 400 ÷ 2100 Hz; |

TALAMONTI GROUP SRL

Via Buonarroti 16/B 63030 Acquaviva Picena (AP) ITALY
Tel. ++39 0735 595270 Fax ++39 0735 595266 e_mail: info@talamontigroup.com
P. IVA e C.F. 01767250440 www.talamontigroup.com



Flowave2

- Fusibile protezione: F 2A L, 250 V;
- Tipo di batteria utilizzata: al piombo sigillata ricaricabile 12 V – 9 Ah interna;
- Autonomia: 16 ore di trattamenti continuativi (in normali condizioni di utilizzo);
- Tempo di ricarica: 12 ore (da batteria completamente scarica);
- Portata circuito erogazione gel: 8 ÷ 72 ml/min;
- Depressione massima circuito vacuum: 0,7 bar;

Caratteristiche dimensionali

- Dimensioni: 109x41x43 cm (AxLxP);
- Peso: 24 kg.

Flowave 2 è un'apparecchiatura trasportabile dotata di sorgente elettrica interna, realizzata in conformità ai requisiti essenziali della direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE. L'apparato è destinato ad un funzionamento continuo.

TALAMONTI GROUP SRL

Via Buonarroti 16/B 63030 Acquaviva Picena (AP) ITALY

Tel. ++39 0735 595270 Fax ++39 0735 595266 e_mail: info@talamontigroup.com

P. IVA e C.F. 01767250440 www.talamontigroup.com